

符合您要求的功能表現



Phonak Ambra★★★★

Phonak Ambra可能適用於這樣的您：

- 在吵雜餐廳中享用晚餐
- 經常參加大型家族聚會
- 經常參加會議或其他社交場活動
- 想要使用最佳聆聽科技
- 戶外及室內活動皆很頻繁

Phonak Solana★★★

Phonak Solana可能適用於這樣的您：

- 經常參加團體會議
- 參加小型家族聚會
- 較少處在吵雜餐廳或大型團體
- 在許多環境中想要自動改善聆聽功能

Phonak Cassia★★

Phonak Cassia可能適用於這樣的您：

- 經常在安靜環境中
- 想要增進聲音品質以及語言理解
- 偶爾參加小型聚會

人生正精彩

對於仰賴Phonak專業知識、創意與照護的每一個人，我們非常在意他們的需求。Phonak藉由創意，不斷挑戰科技的極限，開發讓人們聆聽、認識、體驗人生豐富音域的產品。

自由地互動、自在地溝通、盡情地生活。
人生正精彩。

您的聽力保健專家：

衛署醫器輸壹字 第008961號
北衛器廣字 第10005019號

www.phonak.com.tw

Phonak Ambra★★★★ Phonak Solana★★★ Phonak Cassia★★

值得您體驗的極佳聆聽感受

“峰力”氣導式助聽器(未滅菌)



亮麗外型與精緻外觀

Phonak Ambra, Solana以及Cassia具備不同的顏色及外型可供選擇。
所有類型皆具備領先工業的微型化和性能，並兼具耐用和便利性。
每一部Phonak助聽器都具備防塵防潮功能，可確保長時間無故障的配戴。

無論選擇何種型式



訂製耳內機

耳內機為最小機型，
可應用於Phonak助聽器。



迷你耳掛機

此機型小於標準耳掛機型，
具備多種色彩。



耳掛機

針對多種情境的最佳選擇。
具備外型、強大功率以及功能性。

PHONAK life is on

隨時隨地享受愉悅的聆聽

運用特色	提供優勢
	語音理解
SoundRecover	享受聲音的可聽頻譜
	噪音中的理解
終極聚焦 (UltraZoom)	自動聚焦在前方的音源，削弱側面及後面的噪音
立體聚焦 (StereoZoom)	更加聚焦在說話者語音，並且降低更多噪音
自動方向聚焦 (auto ZoomControl)	當您無法面對說話者時，仍可全自動轉換聚焦清楚聆聽
噪音抑制 (NoiseBlock)	感受舒適聆聽
	電話或其他設備的語音接收
雙耳電話聆聽 (DuoPhone)	雙耳聆聽電話語音
iCom, TVLink, Click'nTalk	直接連結至手機、電視、MP3播放器，等。
	適應多變的環境
自動程式調節 (SoundFlow)	享受全自動自然轉換，適應不同的聲音環境
迴音抑制 (EchoBlock)	迴音環境中，仍可清晰聆聽
風噪聲抑制 (WindBlock)	增進戶外聆聽舒適度
回饋音抑制 (WhistleBlock)	消除惱人回饋音

清晰理解的愉悅聆聽

Phonak推出聚焦科技，可增進困難環境中對聲音的理解力。新一代Phonak助聽器模擬自然聲音接收方式，使得聚焦聆聽更有效率。

全新Phonak聚焦科技，具備三種不同層級：



終極聚焦 (UltraZoom)

處在噪音環境中，有許多人在您的周圍說話時，“終極聚焦”會自動聚焦在前方而來的語音。同時間，消除在側面及後面的噪音。



立體聚焦 (StereoZoom)

在非常吵雜環境中，當您想與其中一人對話時，“立體聚焦”可幫助您更聚焦在說話者身上，相對消除更多噪音。



自動方向聚焦 (Auto ZoomControl)

當您無法面對說話者時，例如：在車上，“自動方向聚焦”可自動聚焦在語音那一側，讓您輕鬆聆聽。

與所有人溝通的愉悅聆聽

透過Phonak無線附屬配件，在多媒體娛樂、人際溝通和工作上，可享受更多樂趣。對於電視、電話、MP3播放器、GPS和電腦使用上，亦可輕鬆享受。

透過Phonak TV Link，可將電視聲音直接傳送至您的助聽器。您與您的家人將可分開調整電視音量，一同享受看電視的時光。

此外，Phonak Ambra還具有雙耳電話聆聽(DuoPhone)功能，可讓您雙耳同時聆聽電話內容。將可有效提升電話語音清晰度，並且降低背景噪音干擾。

Phonak Ambra可以自動適應至困難聆聽環境—從安靜環境，聆聽音樂，到吵雜餐廳中。只需輕按一下按鈕，彈性操控(FlexControl)即可讓您選擇到最佳設定。



Phonak適用於所有人

下列為Phonak針對所有人的聆聽處理策略總表。

運用特色	Ambra ★★★★	Solana ★★★	Cassia ★★
SoundRecover	✓	✓	✓
數位連結 (iCom, TVLink, Click'nTalk)	✓	✓	✓
回饋音抑制	✓	✓	✓
噪音抑制	高階型	進階型	標準型
自動程式調節	高階型	進階型	標準型
終極聚焦	高階型	進階型	標準型
方向聚焦	全自動	手動	
風噪聲抑制	✓	✓	
迴音抑制	✓		
立體聚焦	✓		
雙耳電話聆聽	✓		

