

## Naída IX 引以為傲的優越品質

### SoundRelex

尖銳及突然的噪聲，如碗盤的碰撞聲，都可即時壓縮處理而不影響語音理解。

### EchoBlock System

空曠室內環境下，時常會出現迴音。

例如：安靜的教堂或室內運動場。現在透過有效處理扭曲或模糊的聲音，使用者將可在迴音環境中輕鬆聆聽。

### ZoomControl with direct Touch

現在即使無法正面對著說話者，您仍可享受溝通樂趣。例如：開車時。使用者透過手動或是遙控 myPilot 的方式，可將助聽器完全聚焦在說話者那一側，不論是後方、左方或右方。

### DuoPhone

當您將話筒放置耳朵上時，雙耳將同時聆聽到聲音，可將電話溝通變得更容易。



**Naída**  
PowerHearing

“峰力”氣導式助聽器 (未滅菌)

更多聽覺感受 精巧外型 防潮功能

特色	Naída		
	IX	V	III
SoundFlow	Premium	Advanced	Standard
SoundRecover	■	■	■
回饋音消弱	■	■	■
噪音抑制	20 頻道	16 頻道	6 頻道
方向性	VoiceZoom (33 頻道)	Digital AudioZoom	Digital AudioZoom
防潮功能	■	■	■
QuickSync	■	■	
Real Ear Sound	■	■	
風切聲抑制	■	■	
迴音抑制	■		
SoundRelex	■		
Duophone	■		
ZoomControl	■		

許可證字號 衛署醫器輸壹字第 008961 號  
廣告許可字號 北衛器廣字第 09910005 號



The power to  
change your life

www.naida.phonak.com

PHONAK life is on

## 更多、更好的聽覺感受

### 精緻化科技

#### 提升可聽度及清晰度

##### SoundRecover

(將高頻聽力重現的非線性頻率壓縮科技)

日常生活溝通將變得更簡單及輕鬆。獨特的處理科技可聽取高頻率重要資訊，例如 "s" 或 "sh"

。同時增加生活環境聲音聆聽，如鳥啼聲、電話響鈴、鬧鐘及門鈴。亦可提升使用者聲音的音質。

#### 消弱回饋音

回饋音會明顯影響可聽度及舒適度。透過消弱擾人的回饋音，Naida 幫助您在享受聆聽時，不必屈就於不舒適的音質。

#### 自動適應環境改變

Naida 提供平穩的聽覺感受。不同環境下，透過助聽器內部設定自動及連續的調整，不論參加演唱會、乘車時、與家人或朋友聚會時，都可舒適聆聽。



## 更積極、更活躍的生活

### 精巧及防水外殼

#### 舒適及優美外觀

Naida 使用全新標準外型。精巧及舒適設計，讓使用者在大量活動下，仍可輕鬆配戴。全新外殼提供 19 種不同色彩選擇。

#### 隨時隨地提供最佳可靠性

運動時，您將可隨時配戴著 Naida。不論是參加劇烈戶外活動、游泳池畔活動、甚至雨中淋雨。Naida 防潮功能提供更多彈性，但仍須避免淋浴、游泳或潛水等活動。



## 與世界連接-連結無線設備



#### Design-integrated FM

一體成型 FM 接收器。可解決困難的聆聽環境：遠距離、噪音或迴音所造成的溝通問題，具防水調頻溝通系統。



#### iCom

提供不同外在音源的無線連結。可用於：手機、筆記型電腦、MP3 播放器、電視及衛星導航系統等連結。



#### myPilot

合乎時尚及方便性的遙控器。除遙控功能外，亦可顯示程式設定、音量大小，另外也包含時間、日期及鬧鐘功能。



#### iView

顯示助聽器目前的使用情況。提供使用者家長、老師或照顧者助聽器的相關資訊，包含電池狀態、程式設定及音量大小。