

更積極、更活躍的生活

精巧及防水外殼

重拾生活所有聲音

Phonak 獨特的 SoundRecover 技術，為您帶來不易察覺的聲音，豐富了聆聽的內容---細微的耳語聲或是悅耳的鳥鳴聲。

更重要的是 SoundRecover 可提供更清晰且穩定的溝通品質。有了 SoundRecover，您將不會再漏聽任何訊息。

聽懂更多 --- 即使在困難聆聽環境中

Audéo SMART 出色的外型設計，增強了自動聚焦聆聽語音的功能，同時可降低背景噪音干擾，即使身處吵雜的餐廳或是颶風的大街上，都能夠輕鬆溝通。

Audéo SMART 擁有快速、高效能的聲音處理晶片，令人印象深刻。具備無與倫比的科技效能，隨時提供清晰、舒適的音質。

- 聆聽極度細微聲音
- 享受親友間的溝通
- 背景噪音下可理解更多

Audéo SMART

“峰力”氣導式助聽器 (未滅菌)

更多聽覺享受
無限連結功能

方便彈性操控

極度精巧 !!



Audéo SMART，超迷你的助聽器，具備高智慧的设计及穩定性，成為峰力最小的無線助聽器。

更多的聽覺感受 --- 重新聆聽所有的聲音

Audéo SMART 可擴展您的聽力範圍，讓聽力損失的您聆聽到更豐富的聲音。同時擁有更優質的科技，透過提升語言清晰度及降低背景噪音，達到最佳的理解力。

更彈性的操控 --- 選擇您想聽的聲音

Audéo SMART 具備了更優越的性能及更多的操控性。不僅能適應困難聆聽環境，使用者更可利用按鈕或是遙控器來操控。Audéo SMART 具備的多功能，甚至可讓您選擇想聆聽的方向。

無限的連結 --- 連結無線世界

Audéo SMART 不只是助聽器。可透過藍芽裝置連結至其他電子產品，例如：電話、電視或電腦。讓您盡情享受所有最新的無線溝通設備。



www.phonak.com

許可證字號 衛署醫器輸壹字第 008961 號
廣告許可字號 北衛器廣字第 09910006 號

更彈性的操控

直接操控

Audéo SMART 能夠讓使用者做直接的操控。您只需要按一下在耳機上的按鈕，即可控制。您可要求聽力照護專業人士幫您設定，符合個人需求的按鈕操控功能。

遙控器操控

除了透過按鈕的操控外，Audéo SMART 還能透過 myPilot 遙控器作更便利的控制。

360 度聚焦

透過 myPilot，使用者可選擇任何想要聆聽的方向。這是相當有效益的功能，特別是無法正面對著說話者之時，例如：在開車時，想要聆聽身旁乘客的說話聲。

- 透過按鈕或遙控器操控
- 可對任何方向聚焦聆聽
- 非常便利容易操控



更彈性便利：

myPilot可讓您控制音量大小、聆聽程式以及可對任何方向聚焦聆聽。

無限連結

過著更積極活躍的生活，代表著必須連結電話、電視、MP3 播放器、電腦等其它聽覺資訊。有了 Audéo SMART 你將可以完全享受到所有最新通訊及娛樂系統的優點及好處。

Click'nTalk --- 可直接連結手機

享受手機溝通不再需要更多複雜科技。精巧易攜帶的 Click'nTalk，『可與多款 Sony Ericsson 手機連結』，透過雙耳助聽器同時聆聽手機訊號，可提供無與倫比的立體音質。



iCom --- 溝通介面

iCom 可無線連結多種溝通系統。能將助聽器透過無線連結，讓您享受到便利及真實立體的音質。

DuoPhone --- 雙耳同時聆聽電話

獨特 Phonak 無線科技，可讓您雙耳同時聆聽電話，而不需外接其它設備。

- 便利的無線世界連結
- 更佳的電話聆聽效果
- 免手動的便利性

